

**LOKALIZACJA:**  
LABORATORIUM  
DOSTĘPNOŚCI  
FARMACEUTYCZNEJ

**KONTAKT:**  
Kinga Hyla  
tel. +48 61 641 85 96  
khyla@ump.edu.pl

**SŁOWA KLUCZOWE:**  
uwalnianie, substancja  
lecznicza, płyn akceptorowy

# Aparat łożatkowy Agilent

## Specyfikacja techniczna:

Aparat posiada tryb manualny oraz automatyczny. Umożliwia kontrolę temperatury w każdym naczyniu oraz regulację szybkości obrotów. Dzięki wymiennym częściom, można dostosować aparat do badanej postaci leku i pracować z koszykami (Aparat 1), łożatkami (Aparat 2), łożatkami nad dyskiem (Aparat 5) oraz wirującymi cylindrami (Aparat 6).

## Zastosowanie:

Agilent 708-DS Dissolution Apparatus pozwala na przeprowadzenie badania uwalniania z różnych postaci leku np. tabletek, czopków, czy plastrów transdermalnych.

