

**LOKALIZACJA:**  
LABORATORIUM  
BIOANALITYCZNE

**KONTAKT:**  
dr hab. Michał Romański  
tel. +48 61 641 83 67  
michalroman@ump.edu.pl

**SŁOWA KLUCZOWE:**  
bioanaliza; kinetyka;  
walidacja

# HPLC (Agilent 1100) z detektorem UV i RID

## Specyfikacja techniczna:

Pompa izokratyczna; nastrzyk manualny; wielkość nastrzyku regulowana wymienną pętlą; brak termostatu dla kolumny; detektor UV oraz detektor refraktometryczny; oprogramowanie Chemstation.

## Zastosowanie:

Analiza ilościowa oraz badania kinetyczne i farmakokinetyczne leków cytostatycznych i ich metabolitów w matrycach biologicznych.

