

LOKALIZACJA:
LABORATORIUM
ANALITYKI

KONTAKT:
dr Tomasz Koczorowski
tkoczorowski@ump.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:
spektroskopia NMR

Kompleksowa analiza NMR substancji chemicznej w fazie ciekłej

Opis:

Oferujemy kompleksową analizę NMR substancji chemicznych w fazie ciekłej, z wykorzystaniem spektrometru Bruker AvanceCore Select 400 MHz, zarówno widm jednowymiarowych (^1H i ^{13}C), jak i dwuwymiarowych (COSY, HMBC, HSQC) oraz pomiarów temperaturowych w zakresie 10-70°C, wraz z ich opracowaniem i analizą zarejestrowanych sygnałów.